


短毛なのにやわらかい!

お口に合った柄の角度で奥まで届く

歯垢 トルトル プラケア やわらかブラシ

《 特 長 》



《使用方法》


歯周ポケットは歯と歯肉に沿って軽くなぞり、歯間は毛先を入れて軽く動かします。

環境に配慮し、ゴミやCO2の削減を目指しています。

- プラスチックごみを削減するために、環境に良い紙のパッケージを使用。
- 植物由来の資源を一部含有した「バイオマスインキ」を使用しています。

※(一社)日本有機資源協会認定

※植物由来の資源を原料の一部に使用して製造したインキです。



TAURUS